


Gelatina no Melão

8 porções



Fácil de preparar

up to 20 Min.

**Ingredientes:****Ingredientes:**

- 1 caixa de Gelatina Morango Dr. Oetker
- 350 ml Água fervente
- 1 unidade Melões médio

1 Modo de Preparo:

Corte o melão ao meio, retire 3 colheres (sopa) da polpa do melão e reserve. Dissolva a Gelatina de Morango Dr. Oetker, seguindo as instruções da embalagem e reserve até esfriar. Preencha com a gelatina dissolvida toda a casca, coloque em um prato e leve a geladeira até ficar firme. Se desejar decore com o restante do melão reservado, e sirva.

Tip from the Test Kitchen

- Pode utilizar o sabor que desejar das gelatinas Dr. Oetker.